

Opciones de A-dec®

*¿Cuál es la solución correcta para usted?*

# Opciones



**a<sup>®</sup>dec**

## Hay un A-dec® para todos.

A-dec ofrece soluciones confiables y creativas a consultorios de todos los tamaños y especialidades. Incluido el suyo. Sin importar cuál sillón dental y sistema dispensador elija, tendrá la tranquilidad de saber que su diseño posee una calidad y confiabilidad legendarias y que están respaldados por una garantía A-dec de confianza. De este modo, puede trabajar con confianza.



Consulte [a-dec.com/legal/warranty](https://www.a-dec.com/legal/warranty) para obtener información y conocer las exclusiones.



## A-dec 500

Desempeño, conectividad e integración superior de A-dec. Aumente las posibilidades de trabajo mientras sus pacientes disfrutan de una comodidad superior.

### Sillón A-dec 500

- Exquisitamente suave y silencioso, envuelve a los pacientes con un soporte para todo el cuerpo
- Impresionante rango de movimiento, que incluye nuestra posición más baja de descenso de la base
- Respaldo ultradelgado que se flexiona y deja un amplio espacio debajo del sillón para colocar las piernas
- Diseñado ergonómicamente para un acceso óptimo y una postura saludable y natural

### Dispensador A-dec 500 Pro

- Seis posiciones ajustables de la unidad de trabajo para una colocación personalizable
- Pantalla táctil DS7 que ofrece una interfaz sencilla y dinámica para un control intuitivo y conectado
- Configuración de varios usuarios para personalizar los preajustes que le siguen de consultorio en consultorio
- Aporta reciprocidad integrada, ubicación del vértice y bibliotecas de archivos\* al trabajo de implantología y endodoncia avanzada

\* La disponibilidad varía según el mercado



## A-dec 400

Su diseño elegante reúne una comodidad excepcional al paciente y un acceso al equipo dental con el desempeño constante de A-dec.

### Sillón A-dec 400

- Estilo contemporáneo distintivo con diseño contorneado para la comodidad del paciente
- Posicionamiento suave y eficiente, además de una rotación de 30° a cada lado del centro
- Respaldo ultradelgado que se flexiona y deja un amplio espacio debajo del sillón para colocar las piernas
- Diseñado ergonómicamente para un acceso excelente y una postura saludable y natural

### Opciones del dispensador

- Se puede combinar con el dispensador A-dec 300 Pro
- Elija entre los estilos Continental® o Traditional
- El diseño Radius® rota alrededor del sillón, sin necesidad de herramientas, adaptándose así a médicos diestros y zurdos



## A-dec 300

La conectividad A-dec+ confiable, accesible y flexible permite ofrecerle un rendimiento de tamaño completo con una menor superficie.

### Sillón A-dec 300

- Diseño compacto que ahorra espacio y se adapta a diferentes tamaños de consultorios
- Las superficies contorneadas y con mapeo de la presión brindan comodidad a los pacientes
- Respaldo ultradelgado que se flexiona y deja un amplio espacio debajo del sillón para colocar las piernas
- Diseñado ergonómicamente para un acceso excelente y una postura saludable y natural

### Dispensador A-dec 300 Pro

- El diseño de plataforma abierta es fácil de configurar, personalizar y actualizar en el futuro
- La unidad de trabajo pivotante reduce la tensión y la fatiga de las manos
- La interfaz de usuario intuitiva y receptiva muestra justo lo que necesita saber en el momento
- Aporta reciprocidad integrada, ubicación del vértice y bibliotecas de archivos\* al trabajo de endodoncia avanzada



## A-dec Performer eVo™

Una solución compacta y evolucionada con características esenciales para el ejercicio profesional de la actualidad; todo a un excelente precio.

### Sillón A-dec Performer eVo

- El elevador hidráulico garantiza un posicionamiento suave, silencioso y rápido
- Superficies contorneadas y reposacabezas de doble articulación para mayor comodidad del paciente
- Placa base moderna para una instalación sencilla y una mejor entrada y salida del paciente
- Diseñado ergonómicamente con un amplio espacio para las piernas y un excelente acceso para el médico clínico

### Dispensador A-dec 300

- Sus cuatro posiciones para el soporte de las piezas de mano permiten personalizar su configuración
- Su brazo flexible equilibrado con freno neumático facilita el posicionamiento y la estabilidad
- Elección de estilo Continental® o Traditional
- El diseño Radius® gira hacia el lado izquierdo o derecho del sillón, sin necesidad de usar herramientas

| Sillón**                                                    | A-dec 500              | A-dec 400                                             | A-dec 300                    | A-dec Performer eVo                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Tracción hidráulica para arranque/parada ultrasuave         | •                      | —                                                     | —                            | —                                              |
| Transmisión híbrida (base hidráulica/inclinación eléctrica) | —                      | •                                                     | •                            | •                                              |
| Pivote (30° a cada lado del centro)                         | •                      | •                                                     | —                            | •                                              |
| Pivote virtual para mayor comodidad del paciente            | •                      | •                                                     | •                            | •                                              |
| Respaldo delgado de 32 mm (1,25 pulg.)                      | •                      | •                                                     | •                            | •                                              |
| Apoyacabezas deslizante de doble articulación               | Liberación con palanca | Control giratorio de bloqueo o liberación con palanca | Control giratorio de bloqueo | Control giratorio de bloqueo                   |
| Ajustes multiposición del apoya brazos                      | 2                      | 2                                                     | 2                            | 2                                              |
| Sillón en el punto más bajo                                 | 343 mm (13,5 pulg.)    | 349 mm (13,75 pulg.)                                  | 349 mm (13,75 pulg.)         | 398 mm (15,7 pulg.)                            |
| Sillón en el punto más alto                                 | 800 mm (31,5 pulg.)*   | 800 mm (31,5 pulg.)                                   | 800 mm (31,5 pulg.)          | 835 mm (32,9 pulg.)                            |
| Suministro eléctrico de 300 vatios integrado                | •                      | •                                                     | •                            | •                                              |
| Capacidad de carga                                          | 227 kg (500 lb)        | 181 kg (400 lb)                                       | 181 kg (400 lb)              | 181 kg (400 lb)                                |
| Opción de tapizado cosido o moldeado                        | •                      | •                                                     | •                            | Moldeado (disponible en colores seleccionados) |
| Lámpara dental                                              | A-dec 500 LED          | A-dec 500 LED, A-dec 300 LED                          | A-dec 500 LED, A-dec 300 LED | Performer eVo LED                              |

| Sistema dispensador**                                                   | A-dec 500 Pro | A-dec 300 Pro                               | A-dec 300                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Sillones                                                                | A-dec 500     | A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300             | A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300, Performer eVo |
| Opciones de montaje                                                     | Radius        | Radius, lateral y centro de soporte         | Radius, lateral y centro de soporte            |
| Panel de control                                                        | DS7           | CP5, CP5i, DS5                              | Deluxe, estándar o sin panel táctil            |
| Conectividad A-dec+                                                     | •             | Opcional<br>(requiere A-dec+ Gateway o DS5) | —                                              |
| Bloque de control de cuatro posiciones                                  | •             | Opcional                                    | Opcional                                       |
| Bloque de control de tres posiciones                                    | —             | •                                           | •                                              |
| Posiciones del soporte                                                  | 6             | 5                                           | 5                                              |
| Integración con dispositivos clínicos                                   | 5             | 2                                           | 2                                              |
| Puerto USB de doble acceso                                              | •             | (En sistemas dispensadores con CP5i)        | —                                              |
| Centro de soporte                                                       | A-dec 400     | A-dec 400, A-dec 300                        | A-dec 400, A-dec 300                           |
| Circuito autónomo de agua con botella de 2 litros de desconexión rápida | •             | •                                           | •                                              |
| Incluye separador de amalgama                                           | •             | •                                           | •                                              |
| Pivote de escupidera                                                    | •             | A-dec 400 únicamente                        | A-dec 400 únicamente                           |
| Tiempo programable del vaso y del tazón                                 | •             | •                                           | •                                              |

\* Con el límite superior máximo. El límite superior máximo establecido de fábrica es de 737 mm (29 pulg.).

\*\* La disponibilidad varía según el mercado; consulte con su gerente de territorio de A-dec o con un distribuidor autorizado de A-dec.

# Reliable Creative Solutions

FOR DENTAL PROFESSIONALS WORLDWIDE




## MÁS QUE UNA GARANTÍA. ES UN COMPROMISO.

En A-dec, nuestro objetivo es mejorar la odontología, lo que incluye servicio al cliente de excelencia y productos dentales de calidad superior. Su equipo operatorio de A-dec tiene una garantía de diez años y soporte técnico de por vida. Estaremos aquí hoy, mañana y en el futuro. Este es nuestro compromiso con usted.

Para más detalles, incluidas las exclusiones, visite: [a-dec.com/legal/warranty](https://a-dec.com/legal/warranty)

Los colores y productos que se muestran pueden variar y están sujetos a cambios sin previo aviso. Comuníquese con el distribuidor de A-dec autorizado para obtener la información del producto más actualizada. Todas las marcas comerciales de este documento están sujetas a los derechos de marcas comerciales de A-dec, sus filiales y los proveedores colectivos que están en Estados Unidos y los demás países.

©2026 A-dec Inc. Todos los derechos reservados. 85.1093.27/E-only/3-26/Rev A



### Oficinas centrales de A-dec

2601 Crestview Drive

Newberg, Oregon 97132 EE. UU.

**Tel:** 1.800.547.1883 en EE. UU./Canadá

**Tel:** 1.503.538.7478 fuera de EE. UU./Canadá

**[a-dec.com](https://a-dec.com)**

### A-dec Australia

**Tel:** 1.800.225.010 dentro de Australia

**Tel:** +61 (0)2 8332 4000 fuera de Australia

### A-dec Reino Unido

**Tel:** 0800 ADECUK (233285) dentro del Reino Unido

**Tel:** +44 (0) 24 7635 0901 fuera del Reino Unido

