

Desaio | aado

Performer eVo™



a[®]dec

Calidad A-dec® con un valor sorprendente

Performer eVo™ combina la legendaria fiabilidad y el rendimiento de A-dec en una solución inteligente adaptada a su metodología profesional. Adquiera las características esenciales que desea, la comodidad que sus pacientes merecen y la confiabilidad característica de A-dec.

Diseñado para minimizar el mantenimiento y fabricado pensando en una fiabilidad a largo plazo, Performer Evo ofrece un valor duradero día tras día, paciente tras paciente. Es lo mejor de A-dec, cuidadosamente perfeccionado.









Diseño confiable

La atención al detalle es lo que distingue a A-dec de su competencia.

El equipo Performer eVo posee un diseño inteligente y minucioso que alcanza hasta las piezas que no son visibles, desde los conductos de suministro duradero hasta los cilindros mecanizados con precisión de los sillones hidráulicos. De este modo, se garantizan los más altos estándares de calidad y rendimiento.

Porque la verdadera fiabilidad no se limita al tiempo de actividad, sino tener la certeza de que su equipo funcionará de forma constante y predecible cada vez que trate a un paciente.





Diseño enfocado en el rendimiento

Forjado en los conocimientos y la experiencia de A-dec, cada pieza del equipo Performer eVo mantiene un flujo de trabajo más fluido y eficiente. El sistema dispensador ambidiestro se adapta a cada usuario y se mueve automáticamente con la posición del sillón, colocando las piezas de mano a la altura correcta para que el dentista pueda trabajar sentado o de pie.

Además, gracias a los diseños ergonómicos inteligentes que ayudan a reducir el dolor y la tensión, lo que, a su vez, favorece una postura y una visibilidad saludable, puede centrarse en lo que más importa: El mejor servicio de atención dental posible.

Soluciones evolucionadas para su clínica

Sillón Performer eVo: Compacto, cómodo y duradero

Mantenga cómodos a sus pacientes con superficies contorneadas y con mapeo de la presión. El respaldo ultradelgado le permite acercarse para un acceso óptimo.

Luz LED de Performer eVo: Tecnología de lámparas LED nítida y real

Disfrute de diagnósticos más precisos, menor fatiga ocular y una ergonomía incomparable. Mejorado con un sensor de encendido y apagado sin contacto, modo de curado seguro y un cabezal de tres ejes para un posicionamiento óptimo.

Dispensador A-dec 300 ajustable para todos

El diseño Radius® permite alternar fácilmente entre usuarios diestros o zurdos en cuestión de segundos, sin necesidad de herramientas, manteniendo los instrumentos a su alcance. El brazo flexible balanceado con freno garantiza un posicionamiento estable.

Personalícelo

Sistema dispensador

Compacto y fácil de colocar para mantener a su alcance todo lo que necesite. Disponible en diseños Continental® o Traditional para adaptarse a sus preferencias profesionales.



A-dec 300 Continental



A-dec 300 Traditional

Panel táctil

El acceso táctil viene estandarizado, lo que simplifica los ajustes del sillón y permite acceder rápidamente a los controles de la escupidera y la iluminación. Actualice al panel táctil Deluxe para tener todos los dispositivos integrados: motores eléctricos, cámaras y cavitadores.



Estándar



Deluxe

Control de pie

Control sin esfuerzo, a su manera. Elija entre un control con disco y botón soplador o un control tipo palanca para una modulación precisa de las piezas de mano eléctricas y neumáticas.



Control con disco y botón soplador



Pedal de palanca

Taburetes

Durabilidad icónica con soporte contorneado. Respaldo de forma anatómica, un soporte del tronco ajustable, bordes enrollados del asiento e inclinación ergonómica que ayuda a reducir la presión sobre los discos y el dolor muscular.



Taburete Performer eVo del dentista



Taburete Performer eVo del asistente

Montaje del monitor

El montaje opcional del monitor se coloca de forma práctica sobre el paciente con fines educativos y de consulta, además de plegarse a la perfección cuando no se utiliza.



Montaje del monitor con brazo



Montaje del monitor

Escupidera y centro de soporte

La escupidera de porcelana opcional gira para facilitar el acceso al paciente y trae incorporada una botella de dos litros para un amplio suministro de agua. El centro de soporte trae almacenado separadores de amalgama, sistemas de succión u otros equipos auxiliares.



Escupidera y centro de soporte

Instrumental del asistente

El brazo telescópico coloca con precisión los instrumentos de succión para facilitar la accesibilidad y sirve de apoyo al asistente al trabajar cerca del paciente.



Instrumental del asistente

Tapizado formado

Un ajuste moldeado al vacío de apariencia impecable y sin costuras visibles facilita y agiliza la limpieza y el mantenimiento. Disponible en colores estándar seleccionados. Solicite muestras a su distribuidor autorizado de A-dec.



Hazelnut




Tawny



Driftwood



Sky Blue



Black



Indigo

Especificaciones

Sillón dental Performer eVo

Rango de altura de elevación	De 398 mm a 835 mm (15,7 pulg. a 32,9 pulg.); punto inferior de 424 mm (16,7 pulg.) con montaje doble
Respaldo flexible	32 mm (1,25 pulg.), moldeado
Sistema de accionamiento	Motor híbrido (sistema de inclinación electromecánico, base hidráulica)
Límite de peso del paciente	181 kg (400 lb)
Interruptor de parada de base y respaldo del sillón	Sí, detiene el movimiento descendente cuando detecta una obstrucción
Apoyacabezas	Doble articulación (estilo control giratorio)
Apoyabrazos	Pivotante
Suministro eléctrico de 300 vatios integrado	Sí
Pedal	Opcional
Capacidad de montaje	Flotante: montaje en columna o estilo Radius (montaje simple o doble) de 51 mm (2 pulg.)
Opciones de tapizado	Moldeado (disponible en colores selectos)

Sistemas dispensadores

A-dec 300 Continental

A-dec 300 Traditional

Bloque de control	3 posiciones estándar, 4 posiciones opcional	3 posiciones estándar, 4 posiciones opcional
Conversión izquierda/derecha	Sí	Sí
Opciones de conductos	Vinilo o silicona	Vinilo o silicona
Posiciones de soporte de las piezas de mano	4	4
Freno(s) de mano	1 estándar (2 opcionales)	1 estándar (2 opcionales)
Opciones de panel táctil	Ninguna, estándar o Deluxe	Ninguna, estándar o Deluxe
Fuente de luz intrabucal de cuádruple voltaje	Opcional	Opcional
Control de pie	Con disco, con disco y botón soplador, o con palanca	Con disco, con disco y botón soplador, o con palanca
Sistema de brazo	Montaje Radius A-dec 333: Brazo flexible balanceado con freno de aire Montaje Support A-dec 335: Brazo flexible balanceado con freno de aire	Montaje Radius A-dec 332: Brazo flexible balanceado con freno de aire Montaje Support A-dec 334: Brazo flexible balanceado con freno de aire Montaje Radius A-dec 336: Ajuste de altura manual

Luz LED de Performer eVo

Intensidad de la luz	Alta: 25.000 lux, Media: 20.000 lux, Baja: 15.000 lux
Modo de curado seguro	16.000 lux
Patrón luminoso	100 mm x 190 mm a una distancia focal de 700 mm (3,9 pulg. x 7,5 pulg. a 27,6 pulg.)
Temperatura por colores	5.000 K
Entradas de control	Encendido y apagado sin contacto, selección de intensidad sin contacto, modo de curado seguro sin contacto, panel táctil y encendido y apagado automático mediante ajustes predefinidos del sillón



Diseño fácil de
ajustar que fomenta
una postura de
trabajo saludable

Elija entre colores selectos
de tapicería duradera y
moldeada.


LED de poca temperatura, nada
de ruido con tres intensidades
de luminosidad

Puede mantener
con comodidad
a pacientes de hasta
181 kg (400 lb)

Cuatro posiciones de soporte
de las piezas de mano para
los instrumentos

Reliable Creative Solutions

FOR DENTAL PROFESSIONALS WORLDWIDE



MÁS QUE UNA GARANTÍA. ES UN COMPROMISO.

En A-dec, nuestro objetivo es mejorar la odontología, lo que incluye servicio al cliente de excelencia y productos dentales de calidad superior. Su equipo operatorio de A-dec tiene una garantía de diez años y soporte técnico de por vida. Estaremos aquí hoy, mañana y en el futuro. Este es nuestro compromiso con usted. **Para más detalles, incluidas las exclusiones, visite:** a-dec.com/legal/warranty

Los colores y productos que se muestran pueden variar y están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Comuníquese con el distribuidor de A-dec autorizado para obtener la información del producto más actualizada. Todas las marcas comerciales de este documento están sujetas a los derechos de marcas comerciales de A-dec, sus filiales y los proveedores colectivos que están en Estados Unidos y los demás países.

©2026 A-dec Inc. Todos los derechos reservados. 85.1091.27/E-only/7-26/Rev B

Oficinas centrales de A-dec

2601 Crestview Drive

Newberg, Oregon 97132 EE. UU.

Tel: 1.800.547.1883 en EE. UU./Canadá

Tel: +1.503.538.7478 fuera de EE. UU./Canadá

a-dec.com

Otras ubicaciones

A-dec Nashville Experience Center

A-dec Australia

A-dec Reino Unido

